

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Sièges de douche mural](#)



Siège de douche mural Tooting à lattes - Homecraft

Réf : 081305382

Marque : Homecraft



Description du produit

Ce siège de douche mural peut être replié lorsqu'il n'est pas utilisé. Il possède deux pieds réglables en hauteur à l'avant pour fournir un soutien et une stabilité supplémentaires.

Caractéristiques de ce siège de douche mural :

- Assise en plastique à lattes
- Cadre solide en plastique, aluminium et acier résistant à la corrosion
- Pieds ajustables par système de clips (deux hauteurs)
- Embouts antidérapants à l'extrémité des pieds pour plus de sécurité

Spécificités techniques

EAN	5028318169009
-----	---------------

TVA	20 %
-----	------

Couleur	Blanc
Haut. Siège	48,5 - 59cm
Dim. (L x l) Siège	40 x 33.2 cm
Poids	4,3kg
Poids maximum	159kg
Top vente	Oui