

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Sièges de douche mural](#)



## Siège de douche mural

Réf : 091175017

### Description du produit

Ce siège de douche mural est très solide et durable grâce à son cadre en aluminium qui résiste à la corrosion.

Les deux modèles de siège de douche muraux ont un siège en plastique moulé qui se clipse sur le cadre et la version rembourrée a un coussin cellulaire moulé.

#### Caractéristiques de ce siège de douche mural :

- Très solide
- Cadre en aluminium
- Siège en plastique moulé

**Version avec coussin de siège rembourré en mousse cellulaire**

### Spécificités techniques

|         |               |
|---------|---------------|
| EAN     | 5028318905980 |
| TVA     | 20 %          |
| Modèle  | Rembourré     |
| Couleur | Blanc         |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Haut. mini - maxi Siège        | 52 x 60cm |
| Dim. (L x l) Siège             | 46 x 37cm |
| Prof. totale depuis mur ouvert | 42cm      |
| Prof. totale depuis mur replié | 10cm      |
| Coussin rembourré (L x l)      | 40 x 30cm |
| Poids                          | 5kg       |
| Poids maximum                  | 160kg     |