


[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Tabourets de douche](#)

Tabouret d'angle de douche Homecraft

Réf : 081124460

Marque : Homecraft



Description du produit

Ce tabouret de douche triangulaire est recouvert de vinyle imperméable matelassé pour plus de confort. Avec un cadre robuste et réglable en hauteur et des pieds en caoutchouc antidérapants, ce tabouret de douche convient à pratiquement toutes les douches et offre beaucoup plus d'espace pour les jambes que les tabourets de douche standard.

Caractéristiques de ce tabouret de douche :

- Stable
- Assise rembourrée de mousse et recouverte de vinyle imperméable
- Pieds équipés de patins en caoutchouc antidérapants
- Réglable en hauteur

Spécificités techniques

EAN

5028318208111

TVA	20 %
Couleur	Gris
Dim. (L x l)	Siège 40,5 - 38cm
Haut. mini - maxi	Siège 40,5 - 61cm
Empreinte au sol	45cm
Poids	4,5kg
Poids maximum	120kg
Top vente	Oui