

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Bac à shampoing et accessoires](#)



## Bac à shampoing gonflable Homecraft®

Réf : 091078153

Marque : Homecraft



### Description du produit

Ce bac à shampoing Homecraft est gonflable à la bouche ou avec une pompe à air (non fournie). Le bac à shampoing gonflable est une solution idéale pour les personnes alitées. Il soutient parfaitement la tête et le cou. L'eau se vidange à l'aide d'un tuyau.

**Caractéristiques de ce bac à shampoing Homecraft :**

- PVC robuste
- Confortable
- Tuyau de drainage souple à sens unique avec un bouchon à l'extrémité

### Spécificités techniques

|         |               |
|---------|---------------|
| EAN     | 5028318009541 |
| TVA     | 20 %          |
| Condit. | à l'unité     |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Long.                    | 95 cm (Tuyau de vidange) |
| Couleur                  | Beige                    |
| Dim. (L x l x h)         | 66 x 61 x 15cm (gonflé)  |
| Larg. découpe pour nuque | 13cm                     |
| Poids                    | 725g                     |
| Top vente                | Oui                      |