

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Brosses et éponges de bain](#)



Eponge avec manche en mousse Sammons Preston

Réf : 081170067

Marque : Sammons Preston

Description du produit

Les éponges avec manche Sammons Preston sont des éponges en mousse de polyamide sur des poignées en plastique blanches qui peuvent être personnalisées à l'aide d'un pistolet à air chaud et pliées à la position souhaitée. Les éponges à long manche sont traitées avec un agent antibactérien qui prolonge la durée de vie de l'éponge. L'éponge « Loofah » comporte un "luffa" synthétique sur un côté et une éponge en mousse sur l'autre.

Caractéristiques de ces éponges à long manche :

- Long manche en plastique
- Sans latex

Loofah (1 face rugueuse pour tonifier la peau)

Spécificités techniques

EAN	5028318256488
TVA	20 %
Modèle	Loofah
Long. totale	57cm
Poids	60g