



Bande et gant en flanelle Homecraft

Réf : 081611078

Marque : Homecraft



Description du produit

- Bande en flanelle de coton avec poignées en plastique
- La bande a une face en coton pour laver le corps, et l'autre en mousse rugueuse pour tonifier la peau
- Gant inclus
- Lavage à la main à 40°C

Spécificités techniques

EAN	5028318009404
-----	---------------

TVA	20 %
-----	------

Couleur	Beige
---------	-------

Long.	Bande 80cm
Larg.	10cm
Long. totale	94cm (avec poignées)
Poids	107g
Top vente	Oui