



Barre d'appui Homecraft

Réf : 081116474

Marque : Homecraft

Description du produit

Cette barre d'appui Homecraft assure une prise ferme sur côté de la baignoire. Cette barre d'appui aide à redonner confiance et stabilité lors de l'entrée et la sortie de la baignoire.

Caractéristiques de cette barre d'appui :

- Robuste
- Sécurisante
- Acier époxy
- Se fixe sur le côté de la baignoire à l'aide de la mâchoire de serrage
- Des patins en caoutchouc protègent le revêtement de la baignoire

Spécificités techniques

| | |
|--|---------------|
| EAN | 5028318009862 |
| TVA | 20 % |
| Couleur | Blanc |
| Long. | 45,5cm |
| Haut. mesurée à partir du rebord baignoire | 35cm |

| | |
|----------------------------|------------|
| Ajust. mâchoire de serrage | 8,5 à 14cm |
| Poids | 2,4kg |
| Poids maximum | 100kg |