



Barre d'appui Deluxe Homecraft

Réf : 081135433

Marque : Homecraft



Description du produit

Cette barre d'appui Homecraft permet à son utilisateur de se stabiliser lors de l'entrée et de la sortie de la baignoire. Cette barre d'appui permet une toilette en autonomie en toute sécurité. C'est un équipement formidable pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées.

Les baignoires sont des endroits glissants. Cette barre d'appui offre une confiance et une sécurité accrues pour les personnes ayant des problèmes de mobilité ou pouvant chuter facilement.

Caractéristiques de cette barre d'appui Homecraft :

- S'adapte à la plupart des baignoires
- Robuste
- Acier époxy
- Se fixe sur le côté de la baignoire à l'aide de la mâchoire de serrage
- Des patins en caoutchouc situés de part et d'autre de la mâchoire de serrage protègent le revêtement de la baignoire
- Se nettoie avec de l'eau tiède et un détergent / désinfectant

Spécificités techniques

EAN	5028318009879
TVA	20 %
Couleur	Blanc
Long.	49,5cm
Haut. mesurée à partir du rebord baignoire	37,5cm
Ajust. mâchoire de serrage	7,5 à 18cm
Poids	2,5kg
Poids maximum	100kg
Top vente	Oui