



## Barre d'appui Deluxe Homecraft

Réf : 081135433

Marque : Homecraft



### Description du produit

Cette barre d'appui Homecraft permet à son utilisateur de se stabiliser lors de l'entrée et de la sortie de la baignoire. Cette barre d'appui permet une toilette en autonomie en toute sécurité. C'est un équipement formidable pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées.

Les baignoires sont des endroits glissants. Cette barre d'appui offre une confiance et une sécurité accrues pour les personnes ayant des problèmes de mobilité ou pouvant chuter facilement.

#### Caractéristiques de cette barre d'appui Homecraft :

- S'adapte à la plupart des baignoires
- Robuste
- Acier époxy
- Se fixe sur le côté de la baignoire à l'aide de la mâchoire de serrage
- Des patins en caoutchouc situés de part et d'autre de la mâchoire de serrage protègent le revêtement de la baignoire
- Se nettoie avec de l'eau tiède et un détergent / désinfectant

## Spécificités techniques

|  |               |
|--|---------------|
| EAN  | 5028318009879 |
| TVA  | 20 %          |
| Couleur                                    | Blanc         |
| Long.                                      | 49,5cm        |
| Haut. mesurée à partir du rebord baignoire | 37,5cm        |
| Ajust. mâchoire de serrage                 | 7,5 à 18cm    |
| Poids                                      | 2,5kg         |
| Poids maximum                              | 100kg         |
| Top vente                                  | Oui           |