

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Barres d'appui et de maintien](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Toilettes et incontinence](#) > [Barres d'appui relevables](#)

## Barre d'appui WC Linido

Réf : 091178102



### Description du produit

Cette barre d'appui pour WC à charnière de conception unique fournit à l'utilisateur une assistance stable lors de l'assise ou de la levée des toilettes.

#### Caractéristiques de cette barre d'appui WC :

- Disponible en quatre longueurs
- Le rail se bloque automatiquement en position verticale lorsqu'il est relevé
- Tube en acier époxy
- Vendue à l'unité

### Spécificités techniques

EAN 5028318909070

TVA 20 %

Long. 70cm

Projection depuis le mur quand relevée	21,5cm
Dim. Plaque de fixation (L x l)	25 x 11,5cm
Poids	700g
Poids maximum	150kg