

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Barres d'appui et de maintien](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Toilettes et incontinence](#) > [Barres d'appui relevables](#)



## Barre d'appui WC relevable

Réf : 081330299

Marque : Homecraft

### Description du produit

Cette barre d'appui WC est l'équipement parfait pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de soutien dans la salle de bain. La section principale de la barre d'appui est constituée de tubes ovales, ce qui la rend confortable à saisir et offre une large zone de support.

#### Caractéristiques de cette barre d'appui WC :

- Robuste
- En acier
- Barre inférieure de renfort
- Système de blocage en position relevé
- Installation par un professionnel recommandée

### Spécificités techniques

EAN	5028318343171
TVA	20 %
Long.	70cm
Dim. Plaque de fixation	26 x 10cm
Distance depuis le mur quand relevée	14,5cm

Poids	2,7kg
Poids maximum	125kg