



## Coussin pour chaise percée - Coussin seul

Réf : 091081330

### Description du produit

Coussin pour chaise percée testé en clinique qui offre un soulagement total de la pression et une meilleure répartition que les coussins d'air classiques.

#### Caractéristiques de ce coussin pour chaise percée :

- Rembourré
- Lavable à 40°C
- Remarque : la photo présente le coussin avec la housse

Coussin vendu sans la housse

### Spécificités techniques

EAN	5028318200214
TVA	20 %
Désign.	Coussin seul
Matériau	Mousse polyuréthane
Dim. (L x l x h)	51 x 44 x 8 cm

Poids	600g
Poids maximum	90kg