



Panier de cuisson Homecraft

Réf : 091096890

Marque : Homecraft



Description du produit

Ce panier de cuisson en acier inoxydable permet de cuire et de filtrer les légumes sans avoir à soulever une casserole remplie d'eau bouillante. La grande poignée en nylon ignifuge est facile à saisir et offre une totale isolation thermique.

Caractéristiques du panier de cuisson :

- En acier
- Poignée en nylon facile à saisir
- Diamètre 165mm en haut diminuant à 120mm en bas
- Profondeur 90mm

Spécificités techniques

EAN	5028318025435
-----	---------------

TVA	20 %
-----	------

Ø partie en haut	16,5cm
Ø partie en bas	12cm
Haut.	9cm
Poids	245g