

# Couteau de chef Reflex Homecraft



Réf : 081305796

Marque : Homecraft



## Description du produit

Cet ustensile de cuisine Reflex possède une poignée profilée et fermée, il est léger et facile à saisir. Les lames sont disposées de telle façon que l'angle créé réduit les mouvements du poignet. Les lames en acier peuvent passer au lave-vaisselle.

## Spécificités techniques

EAN	5028318376643
TVA	20 %
Désign.	Couteau de chef
Long. Lame	20,3cm
Poids	165g
Lave-vaisselle	Oui

Top vente

Oui