



Cuillère pour gaucher courbé Kings Homecraft

Réf : 091098177

Marque : Homecraft

Description du produit

- Très appréciés des personnes ayant un mouvement limité du bras ou du poignet
- Le couteau coudé à 90° peut être utilisé comme second ustensile (dans ce cas il convient d'utiliser une poignée à double extrémité)
- Les fourchettes et les cuillères sont courbées à 40°
- L'adaptateur coudé rallonge le manche et apporte un angle à 30° à chaque ustensile

Ces ustensils ne peuvent pas être utilisés seuls, il doivent être accompagnés du manche Kings de votre choix, [disponible ici](#)

Spécificités techniques

EAN	5028318026241
TVA	20 %
Désign.	Cuillère pour gaucher
Condit.	L'Unité
Long.	8,2 cm
Poids	23 g
Lave-vaisselle	Oui