



Cuillère à café Caring Homecraft

Réf : 091098649

Marque : Homecraft

Description du produit

- Ustensiles en acier
- Poignée profilée en plastique
- Le manche du couteau et la fourchette ont un emplacement spécialement prévu pour y placer l'index
- La lame du couteau est dentelée pour faciliter la découpe de la nourriture

Spécificités techniques

EAN	5028318386123
TVA	20 %
Désign.	Cuillère à café
Couleur	Ivoire
Condit.	L'Unité
Long. Manche	12,7cm
Poids	45g

Lave-vaisselle	Oui
Top vente	Oui