



## Tasse avec couvercle Caring Homecraft

Réf : 091099563

Marque : Homecraft



### Description du produit

Le gobelet Caring Homecraft est conçu pour les personnes ayant du mal à boire avec des gobelets standards. Il comporte deux poignées profilées pour améliorer la prise en main.

Prévient les renversements avec son design qui présente une base large et stable. Disponible avec 2 types de couvercles avec une grande et une petite ouverture.

- Base large et stable
- 2 grandes poignées profilées et inclinées
- Couvercle avec bec
- Assorti avec la gamme de couverts Caring
- Inclus un couvercle avec petite ouverture
- Lavable au lave-vaisselle jusqu'à une température de 85°C

Emballage individuel

### Spécificités techniques

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| EAN            | 5028318571093                             |
| TVA            | 20 %                                      |
| Modèle         | Condit. Sous blister & Ouverture standard |
| Désign.        | Tasse avec couvercle                      |
| Condit.        | Blister                                   |
| Ouverture      | Standard                                  |
| Cont.          | 300 ml                                    |
| Poids          | 176 g                                     |
| Micro-ondable  | Oui                                       |
| Lave-vaisselle | Oui                                       |
| Top vente      | Oui                                       |