



Tasse avec couvercle Caring Homecraft

Réf : 091099555

Marque : Homecraft

Description du produit

Le gobelet Caring Homecraft est conçu pour les personnes ayant du mal à boire avec des gobelets standards. Il comporte deux poignées profilées pour améliorer la prise en main.

Prévient les renversements avec son design qui présente une base large et stable. Disponible avec 2 types de couvercles avec une grande et une petite ouverture.

- Base large et stable
- 2 grandes poignées profilées et inclinées
- Couvercle avec bec
- Assorti avec la gamme de couverts Caring
- Inclus un couvercle avec petite ouverture
- Lavable au lave-vaisselle jusqu'à une température de 85°C

Spécificités techniques

EAN	5028318571086
TVA	20 %
Modèle	Condit. Sous sachet plastique & Ouverture standard
Désign.	Tasse avec couvercle

Condit.	Sachet plastique
Ouverture	Standard
Cont.	300 ml
Poids	176 g
Micro-ondable	Oui
Lave-vaisselle	Oui
Top vente	Oui