

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Barres d'appui et de maintien](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Préhension et aides à la lecture](#) > [Barres d'appui](#)



2 bouchons de fin Kit main courante Homecraft

Réf : 091101823

Marque : Homecraft

Description du produit

Ces éléments vous permettent de concevoir des mains courantes adaptées à vos besoins. Notez qu'il est nécessaire d'avoir un support en "T" tous les 30 cm pour assurer une utilisation optimale.

Caractéristiques :

- Système modulable
- Barre moulée et rainurée
- Se coupe à la longueur désirée

Spécificités techniques

EAN	5028318205677
TVA	20 %
Désign.	2 bouchons de fin
Couleur	Blanc
Dist. depuis mur	5.7 cm
Poids	20g