



## Applicateur de collyre Opticare®

Réf : 091146968



### Description du produit

Cet applicateur de collyre convient à la majorité des personnes ayant besoin de gouttes oculaires en leur procurant une grande indépendance. Simple d'utilisation, l'applicateur de collyre Opticare cible l'œil avec précision et en toute sécurité, ce qui facilite l'application de la bonne quantité de gouttes dans vos yeux.

L'applicateur de collyre Opticare vous aide également à presser la bouteille. La conception de la taille de la poignée le rend utilisable par les personnes âgées ou souffrant d'arthrite. Idéal pour l'application de gouttes pour les allergies, les yeux secs, et d'autres problèmes oculaires comme le glaucome. Chaque applicateur de collyre est fourni avec un adaptateur le rendant compatible avec de nombreuses tailles de bouteilles.

L'utilisation d'un applicateur de collyre est très utile pour les personnes qui ont une main instable ou qui ont du mal à garder les yeux ouverts lors de l'application de gouttes. Il maintient le flacon à une distance idéale de votre œil, réduisant les craintes que la buse soit trop proche.

#### Caractéristiques :

- Simple d'utilisation
- Solide
- Presser doucement l'Opticare® pour administrer les gouttes
- Compatible avec la plupart des flacons de collyre

- Applique les gouttes avec précision

## Spécificités techniques

EAN	5028318049646
TVA	20 %
Condit.	L'Unité
Matériau	polypropylène
Poids	40g
Top vente	Oui