

Autonomie & vie quotidienne > Equipements pour fauteuil et lit > Relèves buste et coussins d'aide à la levée

Aides à la mobilité > Fournitures d'aides au transfert de la personne > Accessoires d'aides à la levée



Coussin d'aide à la levée manuel UpEasy

Réf: 091088673







Description du produit

Ce coussin d'aide à la levée facilite la levée et l'assise de ses utilisateurs. Il s'utilise dans les sièges avec accoudoirs et dont la surface d'assise est d'une stabilité appropriée. Confortable comme un coussin d'assise, le mécanisme permet d'assister la levée de la personne à 80% de son effort.

L'assise est également accompagnée en douceur.

Caractéristiques:

- Léger et portable
- Base antidérapante
- Mécanisme à vérin à gaz
- Réglage du poids par échelle graduée
- Poignée de transport intégrée
- Coussin en mousse confortable
- Housse bleue lavable en machine

| Spécificités techniq | lues | |
|------------------------|---------------|--|
| EAN | 5028318016815 | |
| TVA | 20 % | |
| Poids de l'utilisateur | 43 - 100kg | |
| Siège (L x I) | 48 x 43cm | |
| Base (L x I) | 41 x 38cm | |
| Haut. mini-maxi | 5 - 26cm | |
| Poids | 4,1kg | |
| Poids maximum | 100kg | |
| Top vente | Oui | |