

Autonomie & vie quotidienne > Equipements pour fauteuil et lit > Relèves buste et coussins d'aide à la levée

Aides à la mobilité > Fournitures d'aides au transfert de la personne > Accessoires d'aides à la levée



Aide à la levée du fauteuil -CouchCane™

Réf: 081530690







Description du produit

Cette aide à la levée munie d'une base en acier solide de 1 m de long avec des patins antidérapants qui se place

sous les meubles, apporte une très grande stabilité et empêche les meubles de glisser. La canne à long manche est réglable en hauteur et interchangeable pour un positionnement latéral gauche ou droit.

Caractéristiques de cette aide à la levée :

- Base solide en acier avec patins antidérapants
- Poignée ergonomique positionnable à gauche ou à droite
- Poignée souple

Existe également en <u>aide à la levée avec tablette</u>

Spécificités techniques	
EAN	5028318888276
TVA	20 %
Haut. Sol - poignée	72,5 - 80cm
Poignée (L x I x ép.)	15 x 15 x 3cm
Long.	Base 1m
Poids	6,8kg
Poids maximum	118kg