

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Equipements pour fauteuil et lit](#) > [Barres de lit et accessoires](#)

[Aides à la mobilité](#) > [Fournitures d'aides au transfert de la personne](#) > [Barres de transfert](#)



Barre de lit avec pieds Homecraft

Réf : 091089481

Marque : Homecraft

Description du produit

Cette barre de lit est ultra robuste, offrant stabilité et confiance à ceux qui ont des difficultés pour se lever ou s'asseoir. Cette barre de lit est réglable en hauteur et peut être positionnée pour convenir à presque tous les lits.

Deux pieds reposent sur le sol et le cadre est solidement fixé à l'aide des trois sangles fournies, codées par couleur, afin de minimiser les mouvements lors de l'utilisation. Fournie à plat, la barre de lit Homecraft est simple à assembler et à ajuster.

Caractéristiques :

- Solide
- Sécurisante
- Se positionne entre le sommier et le matelas
- 2 pieds ajustables en hauteur reposent au sol
- 3 sangles avec code couleur

Spécificités techniques

EAN	5028318341313
-----	---------------

TVA	20 %
-----	------

Dim. (L x l)	Cadre 62 x 32,5cm
Haut. Sol - base	34.5 à 42.5 cm
Haut. Poignées	49 cm
Haut.	Sol - poignée 85 - 95cm
Larg.	(Haut de la poignée) 26,5cm
Couleur	Blanc
Poids	3,5kg
Poids maximum	127kg
Top vente	Oui