



Arceau de lit réglable Homecraft

Réf : 081305671

Marque : Homecraft

Description du produit

Cet arceau de lit est un équipement parfait lorsque le linge de lit ne doit pas être en contact avec les pieds et/ou les jambes. C'est donc un équipement parfait pour les personnes blessées ou en sortie d'opération. La base de cet arceau de lit se glisse entre le matelas et le sommier et est prête à être utilisée en un rien de temps.

Caractéristiques :

- Cadre métallique
- Se glisse entre le matelas et la base du lit
- Démontable en 2 parties
- A utiliser sur le côté ou à l'extrémité du lit
- Construit en matériaux durables
- Sans latex, offre un soulagement de la pression et de la ventilation

Spécificités techniques

EAN	5028318017874
TVA	20 %
LPPR	Code générique: 1225675 (8 € TTC), Code individuel: 6284381 (8 € TTC)
Haut. mini - maxi	45,5 - 68cm

Larg.	35,5cm
Couleur	Blanc
Poids	3kg
Top vente	Oui