



## Réhausseurs de meubles Langham

Réf : 091089127



### Description du produit

Uniques dans leur conception et leur polyvalence, ces rehausseurs de meubles modulaires ont été développés avec soin en collaboration avec des ergothérapeutes. Ils sont conçus pour surélever des chaises, des canapés et des lits. Ils sont discrets lorsqu'ils sont utilisés sous un meuble, mais ils bénéficient d'un soutien maximal assurant une sécurité totale. Toute l'unité est réglable en hauteur avec des sections simples à utiliser de 20 mm, offrant ainsi un large choix de hauteurs.

#### Caractéristiques de ces rehausseurs de meubles :

- Polyvalents
- Discrets
- Esthétiques
- Modulables

### Spécificités techniques

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| EAN     | 5028318210107                               |
| TVA     | 20 %                                        |
| Désign. | 1 barre articulée avec 2 réhausseurs de 8cm |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Couleur        | Gris          |
| Dim. Maxi pied | 15,5 x 10,5cm |
| Poids maximum  | 500kg         |