



Déambulateur 3 roues en acier avec sac et panier Days

Réf : 091169960

Marque : Days



Description du produit

Peu encombrant, ce déambulateur 3 roues classique est livré avec un équipement complet de série : plateau-tablette, grand panier amovible et pochette souple avec fermeture éclair.

ce déambulateur 3 roues possède un excellent rapport qualité/prix.

Caractéristiques de ce déambulateur 3 roues :

- Cadre en acier
- Pliage à la verticale (reste en position droite)
- Poignées réglables en hauteur
- Panier amovible
- Freins parking (blocage des roues en poussant les poignées vers le bas)
- Peu encombrant et très maniable
- Conçu pour un usage en intérieur comme en extérieur

Spécificités techniques

EAN	5028318900961
TVA	10 %
LPPR	Code générique: 1285619 (53.81 € TTC), Code individuel: 6284458 (53.81 € TTC)
Couleur	Rouge
Prof. Totale	57 cm
Haut. Sol - poignée	81,5 - 96,5cm
Larg. Totale	69cm
Ø roues	20cm
Poids	7,5 kg
Poids maximum	125kg