

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Sièges de bain](#)



Siège de bain pivotant pour baignoire d'angle

Réf : 091073170

Description du produit

Ce siège de bain pour baignoires d'angle permet de renforcer la sécurité et la confiance par rapport aux planches de bain. Ce siège de bain peut être verrouillé dans 4 positions.

Ce siège de bain en acier inoxydable permet un transfert facile dans la plupart des baignoires d'angle, permettant à l'utilisateur de s'asseoir confortablement dans le siège et de faire pivoter doucement leurs jambes, de sorte qu'elles soient assises au-dessus de la baignoire.

Caractéristiques de ce siège de bain :

- S'adapte sur la plupart des baignoires d'angle
- Siège perforé monté sur un cadre en acier
- Tubes ajustables indépendamment en largeur de 81 à 120cm
- Rotation à 360° pouvant être bloqué tous les 90°

Spécificités techniques

EAN	5028318376704
-----	---------------

TVA	20 %
-----	------

Haut. Dossier	35,5cm
Haut. mesurée à partir du rebord baignoire	9cm
Dim. (L x l) Siège	44,5 x 40,5cm
Larg. entre accoudoirs	48,5cm
Poids	6,5kg
Poids maximum	160kg