



## Set de tailles Oval 8®

Réf : 091038371

### Description du produit

Chaque attelle Ovale-8 correspond à une taille normale et, lorsqu'elle est tournée à 180 ° à une demi-taille supplémentaire, elle permet de faire face aux fluctuations de l'œdème et de la température qui peuvent affecter la taille du doigt. Les attelles ovales-8 peuvent être modifiées par chauffage ponctuel avec un pistolet thermique. Permet aux praticiens d'utiliser l'orthèse réelle pour dimensionner chaque client avec précision et rapidité, puis de commander la ou les attelles appropriées. Instructions incluses.

### Spécificités techniques

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 5028318319060 |
|-----|---------------|

|     |      |
|-----|------|
| TVA | 20 % |
|-----|------|