



Chariot de douche sur roulettes - CHILTERN INVADEX

Réf : 091077049

Description du produit

Ce chariot de douche est conçu pour permettre la douche du patient en position couchée. Mobile et facile à manœuvrer, il facilite le transfert du patient vers la zone de douche, lui permettant d'être douché, séché et vêtu tout en minimisant le risque de blessure au dos pour le personnel soignant. Le modèle de chariot de douche réglable en hauteur peut être réglé des deux côtés, ce qui permet de régler le chariot à une hauteur convenable et d'éviter les étirements.

Caractéristiques de ce chariot de douche :

- 3 roulettes avec frein et la 4ème est directionnelle
 - Commande à pied
 - Hydraulique
 - Les barrières latérales s'abaissent afin de faciliter le transfert de la personne
 - Le repose-tête et le rembourrage améliorent le confort
 - Hauteur rembourrages latéraux 20cm
-
- Ajustable des 2 côtés

Spécificités techniques

EAN	5028318379156
TVA	5.5 %
Ø roues	12.7 cm
Désign.	Hauteur variable
Haut. ajustement	58 à 96cm

Surface	1m93 x 75cm
Poids	70kg
Poids maximum	190kg