



## Tabouret d'angle de douche Days

Réf : 091325463

Marque : Days

### Description du produit

Tabouret de douche d'angle en aluminium Days très léger et résistant à la corrosion. Le cadre en forme de trépied s'intègre parfaitement dans le coin d'une cabine de douche, optimisant ainsi l'utilisation de l'espace disponible. Livré en kit, il est facile à assembler avec les outils fournis.

Les pieds de ce tabouret de douche sont réglables indépendamment permettant de relever le pied en appui sur le rebord de douche

Caractéristiques de ce tabouret de douche Days :

- Très qualitatif
- Léger
- Cadre en aluminium
- Siège en plastique moulé
- Pieds réglables indépendamment
- A assembler soi-même

### Spécificités techniques

EAN	5028319036898
-----	---------------

TVA	20 %
-----	------

Dim. (L x l) Siège	52,5 x 38 cm
--------------------	--------------

Empreinte au sol	62 x 52 x 52 cm
Haut. Siège	44 - 54 cm
Poids	3,2 kg
Poids maximum	160 kg