

Lacets élastiques - Tylastic®

Réf : 081166644



Description du produit

Les lacets élastiques Tylastic éliminent les problèmes pour attacher les chaussures. Cette tâche quotidienne peut être difficile pour les personnes dont la mobilité ou les fonctions motrices sont limitées. Les lacets élastiques Tylastic sont un accessoire idéal pour les utilisateurs âgés ou handicapés. Cette aide à l'autonomie est idéale pour les personnes ayant des mouvements limités de la main, une difficulté à saisir de petits objets, une faible dextérité des doigts ou une motricité fine limitée.

La conception sans lien est ce qui sépare les lacets Tylastic des lacets traditionnels. Ces lacets élastiques épais sont conçus pour sécuriser le pied dans la chaussure tout en offrant un soutien. Parce qu'aucune attache n'est nécessaire, les lacets élastiques Tylastic sont parfaits pour ceux qui n'utilisent que d'une seule main. Contrairement aux lacets standards, il n'est pas nécessaire d'attacher les lacets.

Caractéristiques de ces lacets élastiques :

- Forme aplatie
- Offrent un maintien exceptionnel
- Vendus par paire

Spécificités techniques

EAN 5028318253265

TVA 20 %

Modèle Noir - 65 cm

Couleur	Noir
Long.	65cm
Larg.	3mm
Condit.	2 paires