

Repose jambes à bascule

Réf : 091092139



Description du produit

Ce repose-jambes s'ajuste à l'angle requis grâce à son système à bascule.

Caractéristiques :

- Coussin recouvert de PVC marron
- Cadre en acier revêtu

Spécificités techniques

| | |
|-------------|---|
| EAN | 5028318019298 |
| TVA | 20 % |
| Dim (L x l) | coussin supérieur : 30,5 x 30,5cm ; coussin inférieur 30,5 x 40,5cm |
| Poids | 4,6kg |