

[Aides à la mobilité](#) > [Cannes, béquilles et accessoires](#) > [Cannes](#)

## Canne tripode - Days

Réf : 091325539

Marque : Days



### Description du produit

- Très grande stabilité
- Base en acier chromé
- Col de cygne en aluminium
- Poignée moulée confortable
- Hauteur ajustable
- Disponible avec base large et base étroite

### Spécificités techniques

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| EAN              | 5028319036966                                                                 |
| TVA              | 10 %                                                                          |
| LPPR             | Code générique: 1200764 (12.65 € TTC), Code individuel: 6284205 (12.65 € TTC) |
| Modèle           | Base large                                                                    |
| Haut.            | 74cm - 1m                                                                     |
| Empreinte au sol | 35 x 28 x 28 cm                                                               |
| Poids            | 1kg                                                                           |

|               |       |
|---------------|-------|
| Poids maximum | 125kg |
| Top vente     | Oui   |