

[Aides à la mobilité](#) > [Cannes, béquilles et accessoires](#) > [Cannes](#)

Canne tripode - Days

Réf : 091356930

Marque : Days



Description du produit

- Très grande stabilité
- Base en acier chromé
- Col de cygne en aluminium
- Poignée moulée confortable
- Hauteur ajustable
- Disponible avec base large et base étroite

Spécificités techniques

EAN	5028319084752
TVA	10 %
LPPR	Code générique: 1200764 (12.65 € TTC), Code individuel: 6284205 (12.65 € TTC)
Modèle	Base étroite
Haut.	69 - 94cm
Empreinte au sol	16,5 x 14 x 14cm
Poids	750 g

Poids maximum	125kg
---------------	-------