



Table de lit Homecraft avec vérin et plateau en plastique

Réf : 081611045

Marque : Homecraft

Description du produit

Pour faciliter le nettoyage, cette table de lit est dotée d'un plateau en plastique léger. La hauteur peut être ajustée avec la poignée à cliquet. Avec quatre roulettes, la table peut être facilement déplacée dans la pièce. Les rebords de la table empêchent les objets de glisser.

Caractéristiques de cette table de lit :

- Plateau tout en plastique, facile à nettoyer et léger
- Réglage en hauteur par système de vérin (presser sur la poignée située à l'extrémité du plateau)
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Petit rebord sur le pourtour du plateau

Spécificités techniques

EAN	5028319057527
TVA	20 %
Dim. Plateau	70,5cm x 37,5cm
Haut. ajustement	75cm à 1m06
Dégagement requis	9,25cm

Poids	9,5kg
Poids maximum	10kg