



## Table de lit Homecraft sans roulettes

Réf : 081611037

Marque : Homecraft

### Description du produit

Cette table de lit Homecraft est conçue pour fournir un poste de travail à hauteur réglable qui peut être utilisé par des personnes alitées. La table peut facilement être glissée sous le cadre du lit et est réglable en hauteur pour un ajustement idéal pour l'utilisateur. La table est composée d'un plateau en teck laminé et de deux points indépendants permettant d'incliner le plateau.

Cette table de lit possède des rebords aux extrémités pour empêcher les objets de glisser. Avec une table comme celle-ci, les utilisateurs peuvent prendre leurs repas, utiliser un ordinateur portable, jouer aux cartes ou effectuer d'autres activités quotidiennes facilement et efficacement.

#### Caractéristiques de cette table de lit :

- Plateau laminé en teck
- Ajustement de la hauteur et de l'inclinaison par molettes
- 2 baguettes situées sur la longueur du plateau retiennent les objets

### Spécificités techniques

EAN 5028319037086

TVA 20 %

Dim. Plateau 61 x 40cm

Haut. ajustement	61 à 91cm
Poids	7kg
Poids maximum	10kg