

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Sièges de bain](#)



Siège de bain pivotant Days

Réf : 091427376

Marque : Days

Description du produit

Léger et résistant à la corrosion, ce siège de bain pivotant en aluminium est disponible dans trois largeurs de cadre pour convenir à différentes tailles de baignoires.

Le siège de bain pivotant se verrouille à chaque intervalle de 90 ° et possède des accoudoirs latéraux pour permettre un transfert facile et une sécurité supplémentaire pour l'utilisateur. Des trous dans le siège facilitent l'évacuation de l'eau

Caractéristiques de ce siège de bain :

- Disponible en 3 largeurs
- Léger
- Cadre en aluminium
- Résistant à la corrosion
- Rotation par intervalles de 90°
- Assise perforée pour permettre l'écoulement de l'eau

Spécificités techniques

EAN	5028319047405
-----	---------------

TVA	20 %
-----	------

Larg. Totale	68,5cm
--------------	--------

Larg. Siège	46cm
Prof. Siège	39cm
Poids	7,2kg
Poids maximum	100kg