

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Bac à shampoing et accessoires](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Equipements pour fauteuil et lit](#) > [Potences et accessoires de lit](#)

[Equipements de Rééducation](#) > [Mobilier de rééducation](#) > [Paravents](#)



## Paravent médical Doherty

Réf : 091357888

### Description du produit

Le paravent Doherty est conçu pour offrir une alternative moderne aux paravents à rideaux traditionnels.

#### Caractéristiques du paravent medical Doherty :

- Paravent composé d'un cadre en époxy blanc et de 4 panneaux rigides vendus séparément
- Facile à nettoyer. Adapté aux produits désinfectants.
- 4 panneaux par kit fournis (voir photo).
- Instructions de montage fournies.
- Assemblage minimal requis.
- Dimensions totales maximum : 168 x 224cm (paravent déplié) ; minimum : 168 x 61cm (paravent replié)

### Spécificités techniques

EAN	5028319085704
TVA	20 %
Désign.	Cadre seul époxy blanc
Haut.	168cm

Larg. maxi

224cm