

Electrostimulateur Peristim Pro Cefar®

Réf : DJ111231

Marque :



Description du produit

Le spécialiste de la rééducation périnéale par electrostimulation.

L'unité d'électrothérapie Peristim Pro concentre sa fonction sur tous les aspects de la **rééducation périnéale**. Là où le [Myoplus PRO](#) couvre également la rééducation sportive, le Peristim Pro va se concentrer sur les programmes dédiés au traitement de l'incontinence d'effort, d'instabilité vésicale ou d'incontinence mixte. De plus, il peut selon certaines conditions faire l'objet d'une **prise en charge par la Caisse d'Assurance Maladie** pour l'auto-traitement à domicile (sur prescription).

- Les avantages de cette solution :

- La possibilité de **mettre en pause l'appareil**, cela permet de suspendre une séance sans pour autant devoir ajuster l'intensité de nouveau.
- Propose 12 programmes dont **3 personnalisables** pour les besoins spécifiques de chacun.
- **Un système de verrouillage** est disponible pour éviter de faire de fausses manipulations qui font perdre du temps.

- Pour chaque voie la durée du traitement est **réglable indépendamment de l'autre**.
- **Ultra mobile**, il est facilement transportable par sa conception compacte et ses fonctions clip qui peuvent se mettre à la ceinture ou autour du cou.
- Visibilité de l'écran même dans une pièce peu éclairée : **Ecran LCD couleur rétro-éclairé**
- **Garantie 2 ans**.

- Descriptif des 9 programmes personnalisés :

- 3 programmes de rééducation pour l'incontinence d'effort
- 3 programmes de rééducation pour l'incontinence mixte
- 1 programme de rééducation pour l'instabilité vésicale
- 1 programme de Tens Conventionnel
- 1 programme Burst/Endorphinique

Appareil de rééducation périnéale livré avec :

- Une sonde vaginale Saint-Cloud Plus
- 2 câbles bipolaires X2
- 1 guide clinique
- 1 housse de transport
- 2 piles 1.5V
- Un tour de cou et un clip ceinture

Caractéristiques techniques de l'électrostimulateur Peristim Pro Cefar®:

- 2 canaux indépendants
- Courant constant rectangulaire symétrique compensé : 100 mA à 1500 Ohms
- 2 modes de stimulation : Continu, Intermittent
- 9 programmes prédéfinis
- 3 programmes libres
- Fréquence réglable : de 2 à 120 Hz
- Largeur d'impulsion réglable : de 50 à 300 µs
- Minuterie réglable de 0 à 60 min
- Écran digital rétro-éclairé
- Verrouillage de clavier
- Contrôle de l'observance du traitement
- Indicateur de niveau de batterie
- Alimentation : 2 piles 1,5V
- CE 0413

Spécificités techniques

TVA	20 %
Dim (L x l x h)	144 x 64 x 20 mm
Nbre	2 voies
Type	Réadaptation et rééducation fonctionnelle et traumatologie
Forme	onde carré biphasique symétrique 100% compensée
Alim.	Avec piles
Poids	180 g (Batterie incluse)

