



Enfile-bas de type manchon

Réf : 091095520



Description du produit

Cet enfile bas a été conçu pour aider les personnes à mobilité réduite ou ayant des problèmes de dos, de hanche ou d'articulation du genou.

L'enveloppe en nylon qui recouvre l'élément en plastique souple réduit les frictions lorsque la chaussette est enfilée.

La chaussette (ou le bas) se place sur la partie en tissu et, en tirant sur les cordons, l'enfile bas remonte le long de la jambe, entraînant avec lui la chaussette.

Caractéristiques de cet enfile bas :

- Petit et léger
- Facilement transportable
- Disponible en vert uniquement

Spécificités techniques

EAN	5028318023615
TVA	20 %

Long. Corde	65 cm
Long.	40 cm
Poids	96 g