



Kit d'évaluation de la main Jamar® Plus

Réf : 081505130

Marque : Jamar



Description du produit

Ce kit d'évaluation de la main Jamar comprend tout le nécessaire dont les praticiens ont besoin pour évaluer la force de préhension de leurs patients. Ce kit d'évaluation comprend :

- [Dynamomètre de main digital Jamar Plus](#)
- [Jauge de pincement numérique Jamar](#)
- Goniomètre pour doigts Jamar

Le kit d'évaluation de la main est livré avec sa malette et ses compartiments pour chaque outils.

Spécificités techniques

EAN	5028319211943
-----	---------------

TVA	20 %
-----	------