

Enfile-bas premium

Réf : 091095595



Description du produit

L'enfile-bas premium est conçu pour répondre à une utilisation simple et efficace tout en s'adaptant aux différentes tailles de son utilisateur.

Avantages de l'enfile-bas premium :

- Conception parfaite pour guider le talon et garder le pied dans une position idéale
- Ouverture large pour faciliter son utilisation avec des personnes ayant des oedèmes ou des pieds plus larges
- Poignées larges pour soigner la prise en main
- 3 poignées pour donner trois solutions de prise en main
- Facile à démonter pour le prendre en voyage

Spécificités techniques

TVA

20 %