

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Barres d'appui et de maintien](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Préhension et aides à la lecture](#) > [Barres d'appui](#)



Barre d'appui ergonomique Moen®

Réf : 091559848



Description du produit

Cette barre d'appui disponible en deux longueurs est en plastique de grande qualité. Il est anti-tâches et anti-rouille. Délivrée avec un packaging destiné aux distributeurs de matériel médical.

Spécificités techniques

| | |
|-------|--------------|
| EAN | 034584008992 |
| TVA | 20 % |
| Long. | 23 cm |