

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Confort et habillement](#) > [Compresse, oreillers et supports de posture](#)

[Orthopédie sur-mesure et de série](#) > [Supports & attelles bas du corps](#) > [Orthèses et attelles cheville et pied](#)



## Talonnière anti-escarres blanche - Ubio

Réf : UB104100

Marque : Ubio



### Description du produit

Cette talonnière anti-escarres est en coton extra-doux et polyester.

**Caractéristiques et entretien de cette talonnière anti-escarres :**

- Equipé d'une fermeture Velcro
- Vendue à l'unité
- Respirant
- Anti bactériens
- Anti acariens
- Anti punaises
- Anti odeurs
- Anti allergique
- Antifongiques
- Autodésodorisant
- Laver à l'eau froide
- Passe en machine : favoriser les programmes doux et éviter le cycle essorage
- Ne pas repasser
- Ne supporte pas l'eau de javel
- Ne pas nettoyer à sec

## Spécificités techniques

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8435413713438 |
|-----|---------------|

|     |      |
|-----|------|
| TVA | 20 % |
|-----|------|

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Dim (L x l x h) | 9 x 15 x 17 cm |
|-----------------|----------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Couleur | Blanc |
|---------|-------|