

Bassin de lit en polypropylène

Réf : 091082007



Description du produit

- Bassin de lit avec couvercle de qualité
- Pour les personnes alitées et à mobilité réduite ne pouvant aller aux toilettes seules
- Adapté aux hommes et aux femmes
- Muni d'une poignée permettant de faciliter son positionnement
- En polypropylène léger
- Couleur : vert
- Poids maximum de l'utilisateur : 250 kg

Spécificités techniques

EAN	5028318209040
TVA	20 %
Larg.	24.5 cm
Long.	33.5 cm
Haut.	De 5 à 8 cm
Poids	325 g
Poids maximum	250 kg