

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Bac à shampoing et accessoires](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Equipements pour fauteuil et lit](#) > [Potences et accessoires de lit](#)

[Equipements de Rééducation](#) > [Mobilier de rééducation](#) > [Paravents](#)

Paravent médical chromé

Réf : FIS3096



Description du produit

Découvrez ce paravent à trois panneaux repliables avec une structure en acier chromé. Toile blanche lavable et anti feu.

L'utilisation d'un paravent médical est une nécessité pour préserver l'intimité des patients et peut permettre de séparer une chambre occupée par plusieurs patients. Cet équipement peut être installé dans un cabinet, un hôpital ou un établissement médicalisé de type EPHAD.

Spécificités techniques

TVA	20 %
Dim (L x l)	195 x 185 cm