

Electrostimulateur anti-douleur Tens ECO 2

Réf : SW104062





Description du produit

Très répandu en France, robuste et très simple d'utilisation, cet appareil d'électrostimulation Tens ECO 2 est une référence sur le marché des électrostimulateurs 2 voies. Sa batterie est rechargeable comme un simple téléphone portable.

Une ceinture lombaire est également disponible pour une action renforcée. Elle peut se coupler avec l'électrostimulateur Tens ECO 2 pour bénéficier d'un support lombaire classique et d'une stimulation à visée antalgique. La combinaison est d'une grande efficacité.

Caractéristiques de l'électrostimulateur Tens Eco 2 :

- Anti-douleur, non-médicamenteux et sans effets secondaires
- Tarif abordable
- Simple d'utilisation
- Polyvalent et puissant
- 24 programmes dont 12 pré-réglés (22 antalgiques et 2 basés sur le renforcement musculaire)
- Traitement anti-nausées et zones sensibles de votre visage
- Grosse notoriété
- Ecran LCD rétro-éclairé
- Boîtier anti-choc
- Batterie haute capacité à charge rapide

Spécifications techniques du Tens Eco 2 :

- Intensité réglable de 0,5 à 100mA
- Courant de sortie 100mA (sous 1 résistance réelle de 1k?)
- Courant nominal 15mA
- Fréquence réglable de 1 à 120 Hz
- Largeur d'impulsion réglable de 50 à 400?s (réglage fin spécial stimulation visage)
- Timer réglable de 0 à 99 min ou en continu.
- Clavier de commande « Soft touch »
- Boîtier souple anti-choc
- Fonction observance du traitement
- Alimentation par accumulateurs rechargeables NiMh intégrés 4,8V / 700 mAh

Livré avec :

- 1 Electrostimulateur TENS ECO2
- Mallette de transport
- Livré avec 2 câbles renforcés
- 4 électrodes
- Bandeau tour de cou, clip ceinture
- Chargeur électrostimulateur
- Guide et manuel d'utilisation illustré

Spécificités techniques

TVA	20 %
LPPR	Code individuel: 1183468 (112.05 € TTC)
Désign.	Tens ECO 2 - Antalgique
Dim (L x l x h)	11.4 x 5.9 x 2.7 cm
Poids	300 g