

Appareil à ultrason - Sonic Vital XTcolor

Réf : SW101542



Description du produit

L'appareil à ultrason Kiné Sonic Vital XT Color 1 et 2 têtes vous offre tous les bienfaits de la thérapie par ultrasons : une méthode naturelle excluant tout effet secondaire néfaste, un usage simple et intuitif tant à la portée des professionnels que des particuliers, un très large champ d'application pour un bien-être complet et des résultats probants en douceur.

Disponible en version une ou deux têtes.

La thérapie par ultrasons ou ultrasonothérapie, appliquée via l'appareil à ultrason Kiné Sonic Vital XT Color, fonctionne sur la base de 3 actions : action défibrosante, action antalgique et action anti-inflammatoire.

Caractéristiques de l'appareil à ultrason :

- **Méthode douce** : avec le Kiné Sonic Vital XT Color, vous traitez vos pathologies sans médicaments, sans prescription préalable, sans douleur ni effet secondaire. Les avantages de cette alternative de choix vous permettent d'utiliser votre appareil aussi souvent que nécessaire, vous travaillez à votre gré sur votre bien-être global.
- **Utilisation polyvalente** : le Kiné Sonic Vital XT Color traite un grand nombre de pathologies et douleurs, pour répondre à un maximum de vos attentes en matière de santé. Ses 60 programmes sont classés par pathologie, pour une utilisation simplifiée.
- **Doté de la technologie Easy Contact** : les têtes vous assurent une répartition homogène et uniforme des ultrasons et un contact optimal avec la zone à traiter.
- **Simple et pratique** : pour un usage régulier, l'Ultrason Kiné Physiothérapie Sonic Vital XT Color 2 têtes se dote d'un fonctionnement aisé et de fonctionnalités ludiques. Interface en couleur, programmes modifiables, option programmes préférés, vous optimisez votre thérapie par ultrasons !
- **Application aisée** : la tête est conçue pour une application sur l'ensemble de votre corps. Vous atteignez ainsi les zones les plus difficiles d'accès, auxquelles vous appliquez les ultrasons de manière optimisée. À noter, la tête s'utilise indifféremment sous l'eau, et en milieu sec avec gel de contact.
- **Conformité aux normes médicales** : l'appareil bénéficie du marquage CE.

Spécificités techniques de l'appareil à ultrason Sonic Vital XTcolor :

- Fréquences ultrason : 1 et 3 MHz
- Mode continu : 100 %
- Mode pulsé : 10%, 20%, 30%, 40%, 50%
- Fréquence pulsée : 100 Hz
- Intensité moyenne max : 0-2 W par cm² en mode continu : 0-3 W par cm² - en mode pulsé
- Transfo d'alimentation : intégré avec branchement câble 220 V de type standard
- Temps de traitement : 0-99 minutes + mode timer ouvert
- Sécurité easy contact : avec diode de contrôle lumineuse
- Poids : 2,5 kg
- Dimensions (L x l x h) : 28 cm x 25 cm x 12 cm
- Ecran couleur TFT : 5,7 pouces

Tête ultrason bi fréquence : modèle SVDF4 :

- ERA : 4,0 cm² à 1 et 3 MHz
- BNR : < 4
- Type d'onde : faisceau
- Quartz : microchipé pour une émission optimisée du générateur

Livré avec :

- 1 SONIC vital XTcolor
- 1 Câble d'alimentation
- 1 Applicateur 4 cm² (large) SVDF 4
- 1 Applicateur 1 cm² (small) SVDF 1
- 1 Manuel de l'utilisateur
- 1 Flacon de gel conducteur (250 ml)

Spécificités techniques

TVA	20 %
Dim (L x l x h)	28 x 25 x 12 cm
Désign.	Ultrason - Sonic Vital XTcolor + 2 applicateurs
Poids	2,5 kg