

Chargeur Tens ECO 2

Réf : SW101062



Description du produit

Très répandu en France, robuste et très simple d'utilisation, cet appareil d'électrostimulation Tens ECO 2 est une référence sur le marché des électrostimulateurs 2 voies. Sa batterie est rechargeable comme un simple téléphone portable.

Une ceinture lombaire est également disponible pour une action renforcée. Elle peut se coupler avec l'électrostimulateur Tens ECO 2 pour bénéficier d'un support lombaire classique et d'une stimulation à visée antalgique. La combinaison est d'une grande efficacité.

Caractéristiques de l'électrostimulateur Tens Eco 2 :

- Anti-douleur, non-médicamenteux et sans effets secondaires
- Tarif abordable
- Simple d'utilisation
- Polyvalent et puissant
- 24 programmes dont 12 pré-réglés (22 antalgiques et 2 basés sur le renforcement musculaire)
- Traitement anti-nausées et zones sensibles de votre visage
- Grosse notoriété
- Ecran LCD rétro-éclairé
- Boîtier anti-choc
- Batterie haute capacité à charge rapide

Spécifications techniques du Tens Eco 2 :

- Intensité réglable de 0,5 à 100mA
- Courant de sortie 100mA (sous 1 résistance réelle de 1k?)

- Courant nominal 15mA
- Fréquence réglable de 1 à 120 Hz
- Largeur d'impulsion réglable de 50 à 400µs (réglage fin spécial stimulation visage)
- Timer réglable de 0 à 99 min ou en continu.
- Clavier de commande « Soft touch »
- Boîtier souple anti-choc
- Fonction observance du traitement
- Alimentation par accumulateurs rechargeables NiMh intégrés 4,8V / 700 mAh

Spécificités techniques

TVA	20 %
Désign.	Chargeur Tens ECO 2