



## Tubes élastiques de musculation avec poignées en PVC THERABAND®

Réf : 7500043

Marque : THERABAND®

### Système de Trusted Progression™

Couleur	Résistance	Élongement 100%	Augmentation de la résistance
	Maximale	142 lbs 6,5 kg	40%
	Entraînement Élevé	102 lbs 4,6 kg	40%
	Élevée	73 lbs 3,3 kg	20%
	Extra Forte	53 lbs 2,6 kg	20%
	Forte	43 lbs 2,1 kg	20%
	Moyenne	33 lbs 1,7 kg	20%
	Faible	23 lbs 1,3 kg	20%
	Extra faible	14 lbs 1,1 kg	—

## Description du produit

Solution prête à l'emploi, ces tubes élastiques de musculation sont équipés de poignées en PVC. Avec un packaging pour la vente en détails. Instructions incluses.

Ces tubes élastiques de musculation sont disponibles en 6 niveaux de résistance, ils sont donc utilisables par les débutants comme les plus sportifs.

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée. Performance Assurée.](#)

## Spécificités techniques

EAN 0087453217032

TVA 20 %

Résist.	Vert - Forte
Long.	122 cm
Couleur	Vert